

BIM 312/313T

BIM312/313T backfocus: 23mm (Spezialkopf ohne Tubuslinse)

Anmerkungen:

Das ist der einzige Mikroskopkopf, wo man ohne Tubuslinse bzw. Teilprismen in den Fokus kommt. Deswegen ist der „backfocus“ sehr kurz.

Vorteil, dass die optische Qualität nur von den Objektiven abhängig ist, es gibt keine Kompatibilitätsprobleme (passende Tubuslinsen zu den Objektiven)

Die Originaladapter sind Kurzgebaut (stabil), und gut zu gebrauchen.

Anschluss der DSLR Kameras: vignettierungsfrei mit Hilfe der Digital Konverter Linse (DCL- 32mm Fokus). EMPFOHLEN!